



# PROFIL DU PRODUIT

## GLEAM II

<b>Produit</b>	Solution pour nettoyage par ultrasons
<b>Description</b>	Formulation concentrée, non ammoniacale, spécialement conçue pour obtenir un nettoyage optimal sur tous les types d'unités de nettoyage par ultrasons.
<b>Fonction</b>	<b>GLEAM II</b> est spécialement conçu pour éliminer les substances protéiques et autres matières organiques, comme le sang, le mucus, le tartre, etc., sur les instruments dentaires.
<b>Emballage</b>	Bouteille de 2 litres avec bec verseur muni d'une mesure et contenant de 10 litres

### Caractéristiques

### Avantages

<b><i>Facile à utiliser</i></b>	Il suffit d'incliner la bouteille pour remplir la chambre supérieure avec la quantité désirée et de verser la solution dans le réservoir de l'unité de nettoyage par ultrasons. Ce système de distribution unique élimine les pertes et les débordements.
<b><i>Concentré</i></b>	Diluer 1 partie de concentré dans 10 parties d'eau.
<b><i>Action nettoyante supérieure</i></b>	<b>GLEAM II</b> contient des détersifs et des agents de surface puissants lui permettant de nettoyer les instruments dentaires rapidement et en toute sécurité en enlevant les traces de sang et les différents types de matières organiques.
<b><i>Non-corrosif</i></b>	N'endommage pas les instruments en acier inoxydable.
<b><i>Odeur de fraîcheur</i></b>	<b>GLEAM II</b> a une odeur plaisante.
<b><i>Réduit le risque contamination croisée</i></b>	Le nettoyage par ultrasons est une étape essentielle du processus complet de prévention des infections. Avant leur stérilisation, les instruments critiques doivent toujours être nettoyés par ultrasons (pour enlever les débris et les contaminants) afin de réduire les risques de contamination croisée associés au nettoyage manuel.
<b><i>Protection et tranquillité d'esprit</i></b>	Comme elle produit un nettoyage de qualité supérieure, la solution pour nettoyage par ultrasons <b>GLEAM II</b> joue un rôle essentiel dans la protection des professionnels de la santé dentaire.

Si vous avez des questions au sujet de **GLEAM II**, veuillez communiquer avec le représentant de votre région ou téléphonez chez GERMIPHENE Corporation, sans frais, au 1 (800) 265-9931.  
Site Web : [www.germiphene.com](http://www.germiphene.com) Courriel : [admingermiphene.com](mailto:admingermiphene.com)

