



# PROFIL DU PRODUIT

## GLUTERATE

DIN 02217902

<b>Produit</b>	Solution de stérilisation et de désinfection radicale
<b>Description</b>	Solution stable de glutaraldéhyde à 2 % satisfaisant toutes les exigences en matière de solution de stérilisation et de désinfection de grande qualité.
<b>Fonction</b>	Assure la stérilisation complète ou la désinfection radicale des instruments et appareils dentaires ou médicaux semi-critiques par immersion dans un système manuel (à plateau couvert).
<b>Emballage</b>	Contenant de 4 litres

Caractéristiques	Avantages
<b>Large spectre d'efficacité</b>	Produit biocide utilisé pour détruire des organismes végétatifs comme le <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ; le staphylocoque doré; la salmonellose porcine; les champignons pathogènes comme les <i>Trichophyton mentagrophytes</i> ; et, le bacille de la tuberculose. Les virus suivants sont complètement tués en 3 minutes : cytomégalovirus; virus respiratoire syncytial; rhinovirus; rotavirus SA-II; virus de l'herpès simplex de type 1 et 2; adénovirus 2, virus Coxsackie B 52; échovirus de type 8; poliovirus de type 1 et 2, virus de la vaccine; virus de la grippe de type A2 HK. Inactivation complète du VIH (virus du SIDA) en présence d'une quantité moyenne de matières organiques (5 % de sérum sanguin) lorsque le produit est utilisé avec un temps de contact de 30 secondes.
<b>Rapidité et efficacité</b>	Désinfection tuberculocide complète en 10 minutes et stérilisation en 10 heures.
<b>Formulation prête à utiliser</b>	Contrairement aux glutaraldéhydes alcalins, <b>GLUTERATE</b> ne nécessite aucune activation. La portion inutilisée de <b>GLUTERATE</b> peut se conserver durant une période de deux ans.
<b>Protection supérieure contre corrosion</b>	La formulation anti-corrosion unique n'endommage pas les instruments ni les appareils (p. ex. les lentilles, les ciments, les plastiques, le caoutchouc, l'acier, l'aluminium et le cuivre), si elle est utilisée selon le mode d'emploi.
<b>Sans danger</b>	Produit non irritant, pour les patients et le personnel, s'il est utilisé selon le mode d'emploi.
<b>Parfum agréable</b>	Le parfum de menthe fraîche masque l'odeur d'aldéhyde associée aux autres formulations de glutaraldéhyde.
<b>Durée de vie prolongée</b>	<b>GLUTERATE</b> peut être réutilisé durant une période pouvant atteindre 30 jours, et ce, même en présence de sang, de sérum, de mucus et de savon.
<b>Mouillage supérieur</b>	<b>GLUTERATE</b> contient un système d'agents de surface très efficace qui assure un mouillage complet. Il est également très actif en présence de savons et de matières organiques.

Si vous avez des questions au sujet de **GLUTERATE**, veuillez communiquer avec le représentant de votre région ou téléphonez chez GERMIPHENE Corporation, sans frais, au 1 (800) 265-9931.  
Site Web : [www.germiphene.com](http://www.germiphene.com) Courriel : [admingermiphene.com](mailto:admingermiphene.com)

