

PROFIL GAMUT DIN 02241575

Produit	Solution polyvalente de désinfection, de décontamination et de nettoyage.
Description	Solution polyvalente à large spectre, prête à l'emploi, sûre et compatible à utiliser sur les surfaces environnantes des objets inanimés.
Fonction	GAMUT nettoiera et décontaminera efficacement les instruments critiques et semi-critiques à un niveau de stérilisation ou de désinfection radicale approprié. La solution peut aussi être utilisée pour désinfecter les instruments non critiques comme l'acier inoxydable ou les plateaux en plastique.
Emballage	Économique de quatre litres.
Caractéristiques	Avantages
Prête à l'emploi	La solution GAMUT est fournie prête à l'emploi dans un flacon économique de quatre litres. Aucune dilution n'est nécessaire. Sa durée de conservation stable de trois ans en prouve l'efficacité.
Polyvalent	La solution GAMUT non-toxique peut être utilisée comme désinfectant de surfaces dures, comme décontaminant d'instruments et comme solution de prétrempage ou de nettoyage par ultrasons.
Rapide et efficace	La combinaison synergique d'alcool et d'ammonium quaternaire rend la solution bactéricide, virucide et fongicide en l'espace d'une minute seulement. Une désinfection tuberculocide complète se réalise en dix minutes.
Agent antimicrobien à large spectre	Le produit assure une désinfection maximale contre la plupart des organismes qui causent des infections et des odeurs. <i>Staphylococcus aureus</i> Virus de l'herpès simplex, type 2 <i>Trichophyton mentagrophytes</i> virus coxsakie VIH-1 (virus du sida) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Salmonella cholerasuis</i> Poliovirus, type 1 et type 2 <i>Mycobacterium tuberculosis</i> SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline)
Sûre à utiliser	La solution GAMUT biodégradable est sûre pour utilisation sur les tables, les lampes, les plastiques, l'acier inoxydable, le plexi-verre, le verre, le caoutchouc et d'autres surfaces non poreuses. La solution GAMUT est spécialement conçue pour supprimer la contamination croisée autour des appareils médicaux mobiles.
Maîtrise des odeurs	La solution GAMUT détruit les odeurs, les mousses et les champignons.
Brouillard aérosol fin	La solution GAMUT pénètre efficacement dans les substances fibreuses, les fentes et les fissures.
Numéro DIN	Un numéro qui assure que toutes les promesses formulées sur l'étiquette ont été validées.