



PROFIL DU PRODUIT

SUPER SONIC

Produit	Solution pour nettoyage par ultrasons
Description	Formulation très concentrée, non ammoniacale, spécialement conçue pour obtenir un nettoyage optimal sur tous les types d'unités de nettoyage par ultrasons.
Rôle	SUPER SONIC est spécialement conçu pour dissoudre et éliminer les substances protéiques et autres matières organiques, comme le sang, les muqueuses et les tissus sur les instruments dentaires.
Emballage	Boîte de 48 tubes de 30 ml

Caractéristiques Avantages

Rendement supérieur Donne des résultats d'une propreté éclatante en moins de temps et pratiquement sans effort. Commence à décoller et à dissoudre les dépôts de substances protéiques en moins d'une minute.

Non oxydant SUPER SONIC n'endommage pas les instruments en acier inoxydable.

Rentable Ne nécessite qu'un seul tube pour 4 litres d'eau. Chaque boîte donne 192 litres de solution nettoyante.

Empêche l'accumulation de dépôts Les agents chélateurs ajoutés créent une barrière protectrice sur les instruments, les protégeant contre les minéraux naturels présents dans l'eau qui contribuent à l'accumulation d'une pellicule et de dépôts.

Bactériostatique Contribue à prévenir la recontamination des surfaces nettoyées.

Polyvalent Nouvel emballage attrayant et pratique. Les boîtes sont suffisamment petites pour être installées sur le comptoir et elles sont faciles à ranger.

Très pratique SUPER SONIC est prêt à utiliser. Il n'y a donc pas d'attente, pas de mauvaises odeurs et, contrairement aux pastilles, il ne laisse aucun résidu sur les instruments ou dans le réservoir de l'unité de nettoyage.

Si vous avez des questions à propos de SUPER SONIC, veuillez communiquer avec le représentant de votre région. Vous pouvez aussi communiquer avec GERMIPHENE Corporation par téléphone sans frais au 1.800. 265.9931, sur le site Web: www.germiphene.com, ou par courriel: admin@germiphene.com
L'image de Ultrasonic est fournie par : Chagrin Safety Supply Inc., www.chagrinsafetysupply.com

