



PROFIL DU PRODUIT

Gel 60 Secondes

DIN 01910531

Produit	Gel thixotrope.
Description	Le gel 60 SECONDES est un gel thixotrope à base de fluorure de phosphate acidulé contenant 1,23 % d'ions fluorure avec un pH de 4 qui assure un apport élevé du fluorure avec rapidité et efficacité.
Fonction	Produit indiqué pour application topique afin d'aider à la protection contre la carie dentaire. L'apport maximal du fluorure se fait en 60 secondes seulement.
Emballage	Bouteille de 450 mL avec capuchon distributeur pour éviter toute obstruction.

<i>pH Bas</i>	Application de 12 000 p.p.m. de fluorure en seulement une minute
<i>Application d'une minute</i>	Possibilité réduite de nausée et d'ingestion de gel. Possibilité amoindrie de mordancer ou de ternir les restaurations, augmentant ainsi le confort du patient et l'acceptation du produit.
<i>Consistance thixotrope</i>	Aucun débordement dans la bouche ou la gorge du patient. Adhérence étroite à l'émail et aux régions interproximales.
<i>Traitement abrégé</i>	Économie de trois minutes par traitement au fluorure permettant d'accumuler jusqu'à six heures d'économie de temps par bouteille.
<i>Goût agréable</i>	Produit présenté en variétés assorties à saveur agréable pour favoriser l'acceptation du produit par les patients.

Si vous avez des questions au sujet de **Gel 60 Secondes**, veuillez communiquer avec le représentant de votre région. Vous pouvez aussi communiquer avec **GERMIPHENE Corporation** par téléphone sans frais au 1.800.265.9931, sur le site www.germiphene.com, ou par courriel : info@germiphene.com

