

PROFIL

GEL 7 DIN 02042770

Produit	Fluorure de sodium neutre à 2 %
Description	Un gel topique unique à base de fluorure neutre idéal pour tous les patients. Ce gel thixotrope contient 2 % de fluorure de sodium pour fournir 1 % d'ions fluorure.
Fonction	Une préparation topique pour combattre la carie conçue spécialement pour utilisation avec les couronnes, les ponts, les restaurations en composite et les traitements d'orthodontie.
Emballage	Flacon de 450 ml.

Caractéristiques

Avantages

Pour plusieurs types de patients	Formule non irritante pour les patients qui : ont des caries radiculaires, ont un flux salivaire réduit (à cause des médicaments ou de la radiothérapie); portent des appareils orthodontiques; ont des scellants ou une grande sensibilité à la carie.
Consistance thixotrope	Adhésion plus grande à l'émail et aux espaces interdentaires. Ne coule pas dans la bouche ni dans la gorge du patient.
Bonne protection contre les caries	Aucun effet de ternissement ou de mordançage sur les restaurations en porcelaine ou en composite, les couronnes et les ponts. Prévient la carie efficacement et sûrement.
Goût très agréable	Ne provoque pas la nausée; améliore le confort du patient et facilite son acceptation. Disponible en plusieurs saveurs. Idéal pour les patients sensibles au goût qui ne peuvent tolérer les gels APF.
Mieux accepté par les patients	Idéal pour les personnes qui ne peuvent tolérer les gels acide à base de fluorure.