

PROFIL

Nouvelle taille confort

Porte-fluors jetables

- Produit :** Porte-fluors jetables GERMIPHENE
- Description :** **Ingrédient de base :** Polyéthylène à alvéoles fermés. **Le produit ne contient pas de latex.**
Avec charnière : Porte-fluors à double arcade pour les traitements au fluorure en cabinet.
Sans charnière : Porte-fluors à simple arcade pour les traitements au fluorure en cabinet.
- Fonction :** Produit à efficacité prouvée, non absorbant, aux contours anatomiques adaptés et offert en modèle à simple ou à double arcade.
- Emballage :** Avec charnière : **50 Porte-fluors** en formats petit, moyen ou grand.
Sans charnière : **100 Porte-fluors** en formats petit, moyen ou grand.

Caractéristiques

Avantages

- Contours anatomiques adaptés** Les contours anatomiques adaptés permettent de forcer le fluorure sur toutes les surfaces émaillées, en particulier dans les régions interproximales et gingivales.
- Non absorbant** La soudure capillaire sous vide tient l'humidité éloignée et le fluorure dans le **Porte-fluors**. La mousse à alvéoles fermés n'absorbera pas le fluorure.
- Conception efficace** La profondeur du **Porte-fluors** assure la couverture des régions cervicales. Les lignes gingivales aident au chargement du **Porte-fluors**. Le rebord distal et les parois élevées inhibent le débordement du gel et l'ingestion du fluorure. Les bords lisses améliorent le confort du patient. L'onglet long du **Porte-fluors** assure une insertion et un retrait propres et faciles.
- Avec charnière** Une construction dotée de charnières permet un placement dans les deux arcades simultanément tout en assurant un pliage d'évitement pour réduire le réflexe pharyngé.
- Sans charnière** Les **Porte-fluors** inférieur et supérieur sont codés en deux couleurs pour assurer une différenciation rapide entre les tailles.
- Sans latex** Aucune réaction allergique au latex.