

ULTRA

SWIPES PLUS



Serviette désinfectante jetable

Serviette désinfectante à large spectre d'efficacité prête à utiliser et assurant une désinfection tuberculocide complète.

Les serviettes Ultra Swipes Plus assurent une désinfection à large spectre d'efficacité, en présence autant qu'en l'absence de sang total, contre le poliovirus de type 1 et le Mycobacterium bovis (tuberculose).

Les Ultra Swipes Plus sont des serviettes désinfectantes pour surfaces dures faciles à utiliser, pratiques et efficaces, qui réduisent les risques de contamination croisée.

Les Ultra Swipes sont des serviettes désinfectantes préhumectées durables, efficaces et faciles à utiliser. Ces serviettes durables désinfectent et désodorisent tout en nettoyant et en détruisant un large spectre d'agents pathogènes, notamment Mycobacterium tuberculosis (tuberculose) et les champignons. Elles peuvent être utilisées dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de médecins/dentistes et autres endroits présentant des risques de contamination croisée.

The cloths are easily dispensed from a canister that conveniently rests on any cart, shelf or counter top. Formulated with a neutral pH, Ultra Swipes Plus can be used on hard surfaces and will not harm metals, rubbers and other man-made materials.

- Élimination à large spectre en 3 minutes
- Emballage pratique amélioré – contenant unique facile à tenir avec couvercle doté d'un œillet facilitant le retrait des serviettes et augmentant la durée du produit
- Tissu durable – ne rebrousse pas lors de l'utilisation et ne laisse pas de peluches
- Non tachante, ne laisse pas de résidus collants ni de stries
- Formats disponibles : Contenants et recharges, serviettes Ultra Swipes 15 cm x 17 cm, serviettes Super Swipes 23 cm x 25 cm et tissu abrasif Scrub n' Swipes.

Désinfectez en un tournemain!



Fibres de tissu Ultra Swipes



Fibres de tissu des concurrents

Les photomicrographies ci-dessus sont des grossissements égaux. Elles démontrent la différence entre les serviettes Ultra Swipes et celles des concurrents. Les Ultra Swipes couvrent une plus grande surface et sont plus épaisses en raison de leur conception à couches multiples.



Pour commander ce produit ou tout autre produit de Germiphene, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 1 (800) 265-9931 ou par courriel au :



PROFIL DU PRODUIT

Ultra Swipes Plus / Super Swipes / Scrub n' Swipes

DIN 02267276

DIN 02270501

DIN 02267276

Produit	Serviette désinfectante jetable
Description	Serviette germicide jetable contenant une combinaison synergique de 79 % éthanol, 0,1 % o-phénylphénol et 0,2 % chlorure benzalkonium.
Rôle	Les serviettes Swipes sont un moyen pratique et sûr pour désinfecter les surfaces de l'environnement. Chaque serviette est préhumectée avec un détergent germicide autorisé. Elles sont conçues pour être utilisées dans les endroits où le contrôle des risques de contamination croisée est d'une importance primordiale. Ces serviettes sont facilement accessibles dans leur contenant que l'on peut placer de façon pratique sur un chariot, une étagère ou un comptoir. Chaque serviette est efficace contre un large spectre de microorganismes, y compris le bacille de Koch (tuberculose) et le poliovirus de type 1. Les Swipes sont entièrement jetables; il suffit de les utiliser et les jeter.
Emballage	Ultra Swipes Plus -160 serviettes par contenant/160 serviettes par sac de recharge (15 x17 cm) Scrub N' Swipes - 160 serviettes abrasives par contenant/160 serviettes abrasives par recharge Super Swipes - 60 grandes serviettes par contenant/ 60 grandes serviettes par recharge (23 x25 cm)

Caractéristiques	Avantages										
Rapide et efficace	Élimination en 3 minutes d'une vaste gamme de microorganismes.										
DIN	Produit autorisé par la Direction générale de la protection de la santé de Santé Canada.										
Formule stable	Durée de conservation stable de 3 ans.										
Action détersive	Les Swipes vous permettent de nettoyer tout en désinfectant.										
Non-Corrosif	Les Swipes peuvent être utilisées en toute sécurité sur une grande variété de surfaces employées dans les soins de santé, comme l'acier inoxydable, le chrome, la porcelaine, le verre, les dessus de table et autres surfaces dures non poreuses. Les Swipes ne sont pas recommandées sur certains plastiques et tissus d'ameublement.										
Agent antimicrobien à large spectre	Action désinfectante maximale contre la plupart des microorganismes causant des maladies et des odeurs : <table> <tr> <td><i>Mycobacterium tuberculosis</i></td> <td><i>Pseudomonas aeruginosa</i></td> </tr> <tr> <td><i>Staphylococcus aureus</i></td> <td><i>Salmonella cholerasuis</i></td> </tr> <tr> <td><i>Adénovirus Type 2</i></td> <td><i>Herpès simplex Type 1</i></td> </tr> <tr> <td><i>Poliovirus Type 1 et 2</i></td> <td><i>Trichophyton mentagrophites</i></td> </tr> <tr> <td><i>Mycobacterium bovis</i></td> <td><i>Escherichia coli</i></td> </tr> </table>	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Salmonella cholerasuis</i>	<i>Adénovirus Type 2</i>	<i>Herpès simplex Type 1</i>	<i>Poliovirus Type 1 et 2</i>	<i>Trichophyton mentagrophites</i>	<i>Mycobacterium bovis</i>	<i>Escherichia coli</i>
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>										
<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Salmonella cholerasuis</i>										
<i>Adénovirus Type 2</i>	<i>Herpès simplex Type 1</i>										
<i>Poliovirus Type 1 et 2</i>	<i>Trichophyton mentagrophites</i>										
<i>Mycobacterium bovis</i>	<i>Escherichia coli</i>										
Contrôle des odeurs	Élimine la moisissure et les champignons.										
Écologique	Peuvent être éliminées en toute sécurité selon les modes d'élimination des déchets standard.										

Si vous avez des questions au sujet de **SWIPES**, veuillez communiquer avec le représentant de votre région ou téléphonez chez **GERMIPHENE** Corporation, sans frais, au 1 (800) 265-9931 Site Web : www.germiphene.com E-mail: admin@germiphene.com

